

V-1 plus, Vortex personnel pour tubes

DESCRIPTION

Le vortex **V-1 plus** est l'instrument idéal pour mélanger des cellules et des composants liquides biologiques et chimiques en tubes lentement ou rapidement par mécanisme excentrique.

Le vortex possède deux modes :

1. Opération continue ;
2. Fonctionnement par impulsions (activé en appuyant sur le bouchon avec le fond du tube).

CARACTÉRISTIQUES

Principe de mélange excentrique	+
Plage de contrôle de la vitesse	500 - 3000 TPM
Durée d'accélération	2 s
Durée d'opération continue maximale	24 h
Module de mélange pour les tubes	de 0.2 à 50 ml
Charge maximale	30 g
Orbite	4 mm
Dimensions globales (LxDxH)	90x150x80 mm
Poids	0.8 kg
Courant d'entrée/consommation électrique	12 V, 320 mA / 3.8 W
Alimentation externe	Entrée CA 100–240 V 50/60 Hz, Sortie CC 12 V



NUMÉRO DE CAT.

BS-010203-AAG	230VAC 50/60Hz prise Euro
BS-010203-AAK	100-240VAC 50/60Hz Prise multiple (EU, UK, AU, US)
BS-010203-BK	IQ OQ document
BS-010203-CK	PQ document