

T-4, Table

DESCRIPTION

La nouvelle conception modulaire du mobilier de laboratoire offre flexibilité et facilité d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Charge maximale	50 kg
Dimensions globales (L×D×H)	800 × 600 × 770 mm
Poids	23 kg



NUMÉRO DE CAT.

BS-040101-BK

T-4, Table

ACCESSOIRES



UVC/T-AR
BS-040102-A13
Armoire PCR

UVC/T-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armoire PCR

UVC/T-M-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armoire PCR

UVT-B-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



LF-1
BS-050101-BK
Bloc tiroirs

La nouvelle conception modulaire du mobilier de laboratoire offre flexibilité et facilité d'utilisation.