

# R-12/15, rotor

## DESCRIPTION

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique.

## CARACTÉRISTIQUES

Type de Rotor	Rotor libre
Dimensions (Ø × longueur)	17 × 120 mm
Capacité	12
Le volume de Tube	15 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Max. RCF: LMC-3000	1610 × g
Max. RCF: LMC-4200R	3160 × g
Les fabricants de tubes	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoclavable	+



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010208-EK

Rotor R-12/15

## ACCESSOIRES



**LMC-3000**

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La **LMC-3000** est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçu pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



**LMC-12**

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La **LMC-3000** est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçu pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



**LMC-4200R**

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

La centrifugeuse de paillasse de laboratoire avec réfrigération **LMC-4200R** permet de contrôler la température du biomatériau pendant la centrifugation. Le contrôle de la température du « plateau froid » est ...

[Lire la suite](#)



**RR-U**

BS-010208-UK  
support de rotor

Support de rotor



**BN-17/120**

BS-010208-TK

Jeu d'adaptateurs de rechange pour rotor R-12/15 (12 pièces).