

R-24GC, rotor

DESCRIPTION

Rotor pour 24 cartes de gel pour les dépistages de sérologie de groupe sanguin (Groupe avant, Groupe Inverse, Type RhD et dépistage des anticorps à 3 cellules). RCF 280 x g

CARACTÉRISTIQUES

Type de Rotor	Rotor libre
Dimensions (L x l)	53 x 74 mm
Capacité	24
Max. vitesse	1500 rpm
Max. RCF: LMC-3000	280 x g
Max. RCF: LMC-4200R	280 x g
Carte gel Fabricants	Grifols, DiaMed, etc.
Autoclavable	+



NUMÉRO DE CAT.

BS-010208-VK

Rotor R-24GC

ACCESSOIRES



LMC-3000

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La **LMC-3000** est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçue pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



LMC-4200R

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

La centrifugeuse de paillasse de laboratoire avec réfrigération **LMC-4200R** permet de contrôler la température du biomatériau pendant la centrifugation. Le contrôle de la température du « plateau froid » est ...

[Lire la suite](#)



RR-U

BS-010208-UK
support de rotor

Support de rotor