

P-6/250, plate-forme

DESCRIPTION

Plates-formes avec pinces pour fioles.

CARACTÉRISTIQUES

Zone de travail	250 × 190 mm
Volume du ballon	250-300 ml
Nombre de pinces	6



NUMÉRO DE CAT.

BS-010108-DK

Plate-forme P-6/250

ACCESSOIRES



ES-20

Without platform

Agitateur-incubateur orbital

L'ES-20 est un agitateur-incubateur de paillasse compact utilisé pour le mélange de liquides biologiques et la culture et l'incubation de liquides biologiques à partir d'un programme défini par l'opérateur ...

[Lire la suite](#)



PSU-10i

Without platform

Agitateur orbital

L'agitateur orbital PSU-10i comprend un système d'entraînement direct, un moteur sans brosse d'une durée de vie garantie de 35 000 heures et un système de chargement d'équilibrage automatique. Ces innovations ...

[Lire la suite](#)



CPS-20

Without platform

CO₂ agitateur

Le shaker CO₂ CPS-20 assure le mouvement orbital réglable de la plate-forme et est spécialement conçu pour l'incubateur CO₂. Le shaker CPS-20 est conçu pour ...

[Lire la suite](#)