

P-16/250, plate-forme

DESCRIPTION

Plate-forme avec pinces pour flacons.

CARACTÉRISTIQUES

Zone de travail	360 × 400 mm
Volume du ballon	250-300 ml
Nombre de pinces	16




NUMÉRO DE CAT.

BS-010135-CK

Plate-forme P-16/250

ACCESSOIRES



P-EX

BS-010173-CK

ensemble d'échange de plate-forme

Le kit d'échange de plateformes P-EX permet un remplacement plus rapide des plateformes plates. Grâce au système coulissant, il est désormais possible d'installer 4 flacons de 2 L dans les ...

[Lire la suite](#)



ES-20/60

Without platform

Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur orbital ES-20/60 pour laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques est un équipement professionnel conçu pour la culture de micro-organismes et de cellules eucaryotes, dont celles des animaux, des plantes et des ...

[Lire la suite](#)



PSU-20i

Without platform

Agitateur orbital multifonctions

L'agitateur est conçu pour les petits laboratoires spécialisés en biotechnologie comme les grands laboratoires multidisciplinaires : un choix de neuf (9) plates-formes interchangeables permet de réaliser différentes procédures et techniques. ...

[Lire la suite](#)