

TR-21/50, porte-tubes

DESCRIPTION

Support de tube à essai à angle réglable pour UP-168

CARACTÉRISTIQUES

Volume du tube à essai	50 ml
Capacité	21
Diamètre du trou	30 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010135-KK

TR-21/50, support de tube, 50ml

ACCESSOIRES



UP-168
BS-010135-JK
plate-forme

Plate-forme universelle pour pinces.



ES-20/60
Without platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur orbital **ES-20/60** pour laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques est un équipement professionnel conçu pour la culture de micro-organismes et de cellules eucaryotes, dont celles des animaux, des plantes et des ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur **ES-20/80** destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital avec refroidissement

L'agitateur-incubateur **ES-20/80C** destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



PSU-20i
Without platform
Agitateur orbital multifonctions

L'agitateur est conçu pour les petits laboratoires spécialisés en biotechnologie comme les grands laboratoires multidisciplinaires : un choix de neuf (9) plates-formes interchangeables permet de réaliser différentes procédures et techniques. ...

[Lire la suite](#)