

PP-20/4, plate-forme

DESCRIPTION

Plate-forme plate avec tapis en caoutchouc antidérapant pour boîtes de Petri.

CARACTÉRISTIQUES

Zone de travail	355 × 455 mm × 4x
Hauteur entre les plateformes	140 mm
Dimensions globales (L×D×H)	380 × 480 × 440 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010126-EK

Plate-forme PP-20-4



PSU-20i
Without platform
Agitateur orbital multifonctions

L'agitateur est conçu pour les petits laboratoires spécialisés en biotechnologie comme les grands laboratoires multidisciplinaires : un choix de neuf (9) plates-formes interchangeables permet de réaliser différentes procédures et techniques. ...

[Lire la suite](#)