

## PP-20/3, plate-forme

### DESCRIPTION

Plate-forme plate avec tapis en caoutchouc antidérapant pour boîtes de Petri.

### CARACTÉRISTIQUES

Zone de travail	355 × 455 mm × 3x
Hauteur entre les plateformes	140 mm
Dimensions globales (L×D×H)	380 × 480 × 300 mm



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010126-DK

Plate-forme PP-20-3



PSU-20i  
Without platform  
Agitateur orbital multifonctions

L'agitateur est conçu pour les petits laboratoires spécialisés en biotechnologie comme les grands laboratoires multidisciplinaires : un choix de neuf (9) plates-formes interchangeables permet de réaliser différentes procédures et techniques. ...

[Lire la suite](#)