

HSP-6/1000, plate-forme

DESCRIPTION

Avec 6 pinces pour des fioles de 1000 ml (360x400 mm)

CARACTÉRISTIQUES

Zone de travail	360 × 400 mm
Volume du ballon	1000 ml
Nombre de pinces	6




NUMÉRO DE CAT.

BS-010167-LK

Plate-forme HSP-6/1000

ACCESSOIRES



P-EX

BS-010173-CK
ensemble d'échange de
plateforme

Le kit d'échange de plateformes P-EX permet un remplacement plus rapide des plateformes plates. Grâce au système coulissant, il est désormais possible d'installer 4 flacons de 2 L dans les ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80

Software included, without
platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur ES-20/80 destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80C

Software included, without
platform
Agitateur-incubateur orbital avec
refroidissement

L'agitateur-incubateur ES-20/80C destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)