

# HSC-500, pince

## DESCRIPTION

Pince pour fiole 500 ml - Ø105 mm pour UP-168



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010167-JK

HSC-500, pince 500ml

## ACCESSOIRES



**UP-168**  
BS-010135-JK  
plate-forme

Plate-forme universelle pour pinces.



**ES-20/80**  
Software included, without platform  
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur ES-20/80 destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



**ES-20/80C**  
Software included, without platform  
Agitateur-incubateur orbital avec refroidissement

L'agitateur-incubateur ES-20/80C destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)