

HSC-1000, pince

DESCRIPTION

Pince pour fiole 1000 ml - Ø130 mm pour UP-168



NUMÉRO DE CAT.

BS-010167-IK

HSC-1000, pince 1000ml

ACCESSOIRES



UP-168
BS-010135-JK
plate-forme

Plate-forme universelle pour pincettes.



ES-20/80
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur ES-20/80 destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital avec refroidissement

L'agitateur-incubateur ES-20/80C destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)