

P-02/96, plate-forme

DESCRIPTION

Pour 96 tubes de 0,2 ml ou plaque PCR demi-jupe / sans jupe

CARACTÉRISTIQUES

Micro tubes à essai volume	0.2 ml
Capacité	96
Plaque PCR	Semi-/unskired PCR plate



NUMÉRO DE CAT.

BS-010216-CK

Plate-forme P-02/96



MPS-1

With built-in universal platform
Agitateur multi-plaques à haute vitesse

L'agitateur multi-plaques à grande vitesse **MPS-1** peut être utilisé pour la majorité des applications. Il offre un mélange ajustable de réactifs en plaques de microtitration, plaques PCR, plaques à puits ...

[Lire la suite](#)