

P-02/05, plate-forme

DESCRIPTION

Pour 24 tubes de 0,5 ml et 48 tubes de 0,2 ml

CARACTÉRISTIQUES

Capacité

24 and 48

Micro tubes à essai volume

0.5 ml and 0.2 ml



NUMÉRO DE CAT.

BS-010216-DK

Plate-forme P-02/05



MPS-1
With built-in universal platform
Agitateur multi-plaques à haute vitesse

L'agitateur multi-plaques à grande vitesse **MPS-1** peut être utilisé pour la majorité des applications. Il offre un mélange ajustable de réactifs en plaques de microtitration, plaques PCR, plaques à puits ...

[Lire la suite](#)