

## PRS-26, plate-forme

### DESCRIPTION

Peut accueillir 26 tubes de 10-16 mm de diamètre maximum (jusqu'à 1,5 - 15 ml)

### CARACTÉRISTIQUES

Type de plateforme	standard
Diamètre du tube à essai	10-16 mm
Volume du tube à essai	1.5-15 ml
Capacité	26



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-GK

Plate-forme PRS-26



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-24** utilise un unique module pour effectuer plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une ...

[Lire la suite](#)