

PRS-5/12, plate-forme

DESCRIPTION

5 tubes de 20-30 mm de diamètre (50 ml) et 12 tubes de 10-16 mm de diamètre (jusqu'à 1,5 - 15 ml)

CARACTÉRISTIQUES

Type de plateforme	optionnel
Diamètre du tube à essai	20-30 and 10-16 mm
Volume du tube à essai	up to 50 and 1.5-15 ml
Capacité	5 and 12



NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-HK

Plate-forme PRS-5/12



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-24** utilise un unique module pour effectuer plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une ...

[Lire la suite](#)