

## PRSC-10, plate-forme

### DESCRIPTION

10 tubes de 25-30 mm de diamètre (jusqu'à 50 ml)

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité	10
Type de plateforme	optionnel
Diamètre du tube à essai	20-30 mm
Volume du tube à essai	50 ml



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-JK

Plate-forme PRSC-10



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-24** utilise un unique module pour effectuer plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une ...

[Lire la suite](#)