

## PRSC-10, plate-forme

## DESCRIPTION

10 tubes de 25-30 mm de diamètre (jusqu'à 50 ml)

## CARACTÉRISTIQUES

Type de plateforme	optional
Diamètre du tube à essai	20-30 mm
Volume du tube à essai	50 ml
Capacité	10



■ NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-JK

Plate-forme PRSC-10

PRSC-10, plate-forme Page 1 of 2





## Multi Bio RS-24

Including PRS-26 platform Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-24** utilise un unique module pour effectuer plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une ...

Lire la suite

PRSC-10, plate-forme Page 2 of 2