


M-8/50, plate-forme

DESCRIPTION

8 tubes de 25-30 mm de diamètre (jusqu'à 50 ml)

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du tube à essai	20-30 mm
Volume du tube à essai	50 ml
Capacité	8
Type de plateforme	optionnel



NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-PK

Plate-forme M-8/50



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-24** utilise un unique module pour effectuer plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une ...

[Lire la suite](#)