

# PRSC-18, plate-forme

## DESCRIPTION

Peut accueillir 18 tubes de 16 mm de diamètre (jusqu'à 15 ml)

## CARACTÉRISTIQUES

Type de plateforme	optionnel
Diamètre du tube à essai	16 mm
Volume du tube à essai	15 ml
Capacité	18



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-EK

Plate-forme PRSC-18



**Bio RS-24**  
Including PRS-22 platform  
Agitateur rotatif

Le mini-agitateur rotatif **Bio RS-24** permet de tourner la plate-forme verticalement. L'agitateur rotatif est l'outil idéal pour éviter la coagulation de sang dans les tubes et réaliser l'extraction des composants ...

[Lire la suite](#)