

PRSC-18, plate-forme

DESCRIPTION

Peut accueillir 18 tubes de 16 mm de diamètre (jusqu'à 15 ml)

CARACTÉRISTIQUES

Type de plateforme	optional
Diamètre du tube à essai	16 mm
Volume du tube à essai	15 ml
Capacité	18



NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-EK

Plate-forme PRSC-18



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Agitateur rotatif

Le mini-agitateur rotatif **Bio RS-24** permet de tourner la plate-forme verticalement. L'agitateur rotatif est l'outil idéal pour éviter la coagulation de sang dans les tubes et réaliser l'extraction des composants ...

[Lire la suite](#)