

SC-18, bloc

DESCRIPTION

20 microtubes de 0,5 ml + 12 microtubes d'1,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 0,5 ml	20
Quantité de tubes de 1,5 ml	12
RPM maximum, tr/min	1400
Température maximale	100°C



NUMÉRO DE CAT.

BS-010120-AK

SC-18



TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100 permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)