

SC-24, bloc

DESCRIPTION

24 microtubes de 2 ml

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 2 ml

24



NUMÉRO DE CAT.

BS-010120-EK

SC-24



TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100 permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)