

SC-18/02C, bloc

DESCRIPTION

20 microtubes de 0,2 ml + 12 microtubes d'1,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 0,2 ml	20
Quantité de tubes de 1,5 ml	12
RPM maximum, tr/min	1400
Température maximale	100°C



NUMÉRO DE CAT.

BS-010143-CK

SC-18/02C

ACCESSOIRES



TS-100C

Without thermoblock

Agitateur thermostaté avec refroidissement pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté **TS-100C** permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Contrairement au TS-100, le modèle d'agitateur-thermostaté permet ...

[Lire la suite](#)



TS-100C Smart

Logiciel inclus, sans bloc thermique

Agitateur thermostaté avec refroidissement pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté **TS-100C Smart** permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Le nouveau modèle vous permet de ...

[Lire la suite](#)