

SC-24C, bloc

DESCRIPTION

24 microtubes de 2 ml

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 2 ml	24
RPM maximum, tr/min	1400
Température maximale	100°C



NUMÉRO DE CAT.

BS-010143-EK

SC-24C

ACCESSOIRES



TS-100C

Without thermoblock

Agitateur thermostaté avec refroidissement pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100C permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Contrairement au TS-100, le modèle d'agitateur-thermostaté permet ...

[Lire la suite](#)



TS-100C Smart

Logiciel inclus, sans bloc thermique

Agitateur thermostaté avec refroidissement pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100C Smart permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Le nouveau modèle vous permet de ...

[Lire la suite](#)