

# SC-96AC, bloc

## DESCRIPTION

Microplaque de 96 puits (0,2 ml) pour la PCR ou pour 12 lames de microtube de 8 sections de 0,2 ml ou pour 96 tubes de microtest de 0,2 ml

## CARACTÉRISTIQUES

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)	1
RPM maximum, tr/min	1400
Température maximale	100°C



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010143-FK	SC-96AC
--------------	---------

## ACCESSOIRES



**TS-100C**

Without thermoblock

Agitateur thermostaté avec refroidissement pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté **TS-100C** permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Contrairement au TS-100, le modèle d'agitateur-thermostaté permet ...

[Lire la suite](#)



**TS-100C Smart**

Logiciel inclus, sans bloc thermique

Agitateur thermostaté avec refroidissement pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté **TS-100C Smart** permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Le nouveau modèle vous permet de ...

[Lire la suite](#)