


## B-2E, bloc

### DESCRIPTION

Bloc B-2E pour plaque à puits profonds Eppendorf® 96/1000 µl - Cat.No. 0030505204, 0030506200, 0030502205



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-AK

Bloc B-2E pour plaque à puits profonds  
Eppendorf® 96/1000 µl



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)