

B-2S, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2S pour plaque à puits profonds Sarstedt® Megablock 96/2200 µl - Cat.No. 82.1972.002



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-CK

Bloc B-2S pour plaque à puits profonds
Sarstedt® Megablock 96/2200 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)