


B-2A, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2A pour plaque à puits profonds Axygen® 96/2200 µl - Cat.No. P-2ML-SQ-C



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-FK

Bloc B-2A pour plaque à puits profonds Axygen®
96/2200 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)