

R-1.5M, rotor

DESCRIPTION

Rotor pour 12 tubes de microtest de 1,5/2 ml

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 2 ml	12
Quantité de tubes de 1,5 ml	12



NUMÉRO DE CAT.

BS-010201-AK

Rotor R-1.5M



FV-2400 Microspin
Avec rotors R-1,5M, R-0,5/0,2M
Minicentrifugeuse-vortex

La mini-centrifugeuse/vortex Micro-Spin **FV-2400** est conçu pour les recherches en génie génétique (expériences de diagnostic PCR). Ces unités peuvent être utilisées dans les laboratoires cliniques, biochimiques, microbiologiques et les laboratoires ...

[Lire la suite](#)