


SR-16, rotor

DESCRIPTION

Rotor pour 2 lames de microtube de 8 sections de 0,2 ml

CARACTÉRISTIQUES

8-section strips	2
Quantité de tubes de 0,2 ml	16



NUMÉRO DE CAT.

BS-010202-AK

Rotor SR-16

ACCESSOIRES



FV-2400 Microspin

Avec rotors R-1,5M, R-0,5/0,2M
Minicentrifugeuse-vortex

La mini-centrifugeuse/vortex Micro-Spin **FV-2400** est conçu pour les recherches en génie génétique (expériences de diagnostic PCR). Ces unités peuvent être utilisées dans les laboratoires cliniques, biochimiques, microbiologiques et les laboratoires ...

[Lire la suite](#)



FVL-2400N Combi-Spin

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrifugeuse-vortex

La mini-centrifugeuse/vortex Combi-Spin **FVL-2400N** est conçu pour les recherches en génie génétique (expériences de diagnostic PCR). Ces unités peuvent être utilisées dans les laboratoires cliniques, biochimiques, microbiologiques et les laboratoires ...

[Lire la suite](#)



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrifugeuse-vortex Multi-spin

La centrifugeuse/vortex Multi-Spin **MSC-3000** est le produit de plusieurs années d'évolution de la technologie Spin-Mix-Spin permettant de récupérer des microvolumes de réactifs sur le fond du microtube (première tour de ...

[Lire la suite](#)



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Minicentrifugeuse-vortex Multi-spin

La centrifugeuse/vortex Multi-Spin **MSC-6000** est le produit de plusieurs années d'évolution de la technologie Rotation-Mélange-Rotation permettant de récupérer des microvolumes de réactifs sur le fond du microtube (premier tour de ...

[Lire la suite](#)