

A-05, adaptateur

DESCRIPTION

Adaptateur 12 pièces pour microtubes de 0,2 ml

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 0,5 ml

12



NUMÉRO DE CAT.

BS-010213-AK

Adaptateur A-05 - 12 pièces pour microtubes de
0,5 ml



Microspin 12 Plus

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Mini-centrifugeuse haute vitesse

La mini-centrifuge haute vitesse **Microspin 12 Plus** est une centrifugeuse de bureau compact conçue pour les laboratoires biomédicaux.

Le **Microspin 12 Plus** est utilisé pour l'extraction d'échantillons ADN/ARN, la sédimentation ...

[Lire la suite](#)



Microspin 12

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Mini-centrifugeuse haute vitesse

La mini-centrifuge haute vitesse **Microspin 12** est une centrifugeuse de bureau compact conçue pour les laboratoires biomédicaux.

Le **Microspin 12** est utilisé pour l'extraction d'échantillons ADN/ARN, la sédimentation de composants ...

[Lire la suite](#)