

# MSL-SC,

## DESCRIPTION

Couvercle de rotor augmenté pour accueillir les colonnes de spin



## NUMÉRO DE CAT.

**BS-010213-EK**

MSL-SC, couvercle de rotor augmenté pour accueillir les colonnes de spin



**Microspin 12**

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05  
Mini-centrifugeuse haute vitesse

La mini-centrifugeuse haute vitesse **Microspin 12** est une centrifugeuse de bureau compacte conçue pour les laboratoires biomédicaux.

Le **Microspin 12** est utilisé pour l'extraction d'échantillons ADN/ARN, la sédimentation de composants ...

[Lire la suite](#)