

# RR-U, support de rotor

## DESCRIPTION

Support de rotor



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010208-UK

Support de rotor RR-U

## ACCESSOIRES



### LMC-3000

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La LMC-3000 est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçu pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



### LMC-12

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La LMC-3000 est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçu pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



### LMC-4200R

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

La centrifugeuse de paillasse de laboratoire avec réfrigération LMC-4200R permet de contrôler la température du biomatériau pendant la centrifugation. Le contrôle de la température du « plateau froid » est ...

[Lire la suite](#)



### LMC-56

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse LMC-56, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



### BR-4U

BS-010221-AK

Rotor

Rotor à godets sans adaptateurs de godet



**BA-2/50**  
BS-010221-CK  
Adaptateurs

Adaptateur pour 2 tubes de 50 ml (lot de 4 pcs)



**BA-4/FT**  
BS-010221-YK  
Adaptateurs

Adaptateur pour 4 tubes à fond conique, de 15 ml (lot de 4 pcs)



**BA-4/VT**  
BS-010221-4K  
Adaptateurs

Adaptateur pour quatre adaptateurs Vacutainer (lot de 4 pcs). Adaptateurs Vacutainer de 8-9 ml [16 x 100] inclus, BN-16/100-16.



**BA-4/RT**  
BS-010221-3K  
Adaptateurs

Adaptateur pour 4 tubes de centrifugeuse à fond circulaire 10 ml (lot de 4 pcs)



**BA-8/5**  
BS-010221-FK  
Adaptateurs

Adaptateur pour 8 tubes de 5 ml (lot de 4 pcs)



**BA-14/2U**  
BS-010221-JK  
Adaptateurs

Adaptateur pour 14 tubes de 2 ml (lot de 4 pcs)



**R-6**  
BS-010208-DK  
rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en aluminium.



**R-6P**  
BS-010208-XK  
rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en plastique (POM Kocetal).



**Ri-6**  
BS-010221-HK  
rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en aluminium.



**Ri-6P**  
BS-010221-1K  
rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en plastique (POM Kocetal).



**RMT-24**  
BS-010221-BK  
rotor

Rotor à angle fixe pour 24 microtubes de 1,5 ou 2 ml



**R-12/10**  
BS-010208-BK  
rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse à fond circulaire.



**Ri-12/15**  
BS-010221-KK  
rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique.



**Ri-12/10**  
BS-010221-MK  
rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse à fond circulaire.



**R-24/10**  
BS-010212-JK  
rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse au fond circulaire.



**Ri-24/10**  
BS-010221-LK  
rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse au fond circulaire.



**R-12/15**  
BS-010208-EK  
rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique.



**R-2**  
BS-010208-AK  
rotor

Rotor libre pour plaques de microtitre à 96 puits standard, plaques PCR jupées, plaques deepwell jusqu'à 45 mm.



**Ri-2**  
BS-010221-GK  
rotor

Rotor libre pour plaques de microtitre à 96 puits standard, plaques PCR jupées, plaques deepwell jusqu'à 45 mm.



**R-24GC**  
BS-010208-VK  
rotor

Rotor pour 24 cartes de gel pour les dépistages de sérologie de groupe sanguin (Groupe avant, Groupe Inverse, Type RhD et dépistage des anticorps à 3 cellules). RCF 280 x ...

[Lire la suite](#)



**Ri-24GC**  
BS-010221-NK  
rotor

Rotor pour 24 cartes de gel pour les dépistages de sérologie de groupe sanguin (Groupe avant, Groupe Inverse, Type RhD et dépistage des anticorps à 3 cellules). RCF 280 x ...

[Lire la suite](#)