

TR-5/30, porte-tubes

DESCRIPTION

Porte-tubes à essai pour tubes de $\varnothing 30$ mm, capacité 5 tubes. 155x90x112mm

CARACTÉRISTIQUES

Capacité

5

Taille du tube

$\varnothing 30$ mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010406-KK

Porte-tubes à essai pour tubes de $\varnothing 30$ mm, capacité 5 tubes



WB-4MS

With base BP-1 and lid

Bains-marie thermostatés à agitation

Le bain thermostaté **WB-4MS** est prévu pour la recherche chimique, pharmaceutique, médicale et biologique en laboratoire.

Le **WB-4MS** est équipé d'un agitateur magnétique intégré (vitesse contrôlée de 250 à 1 ...

[Lire la suite](#)