


TR-44/11, porte-tubes

DESCRIPTION

Porte-tubes à essai pour tubes 2 / 1,5 ml à microtubes, capacité 44 tubes. 155x90x112mm

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	44
Taille du tube	2 / 1.5 ml



NUMÉRO DE CAT.

BS-010406-JK

Porte-tubes à essai pour tubes 2 / 1,5 ml à microtubes, capacité 44 tubes



WB-4MS

With base BP-1 and lid

Bains-marie thermostatés à agitation

Le bain thermostaté **WB-4MS** est prévu pour la recherche chimique, pharmaceutique, médicale et biologique en laboratoire.

Le **WB-4MS** est équipé d'un agitateur magnétique intégré (vitesse contrôlée de 250 à 1 ...

[Lire la suite](#)