

HTP-1, support

DESCRIPTION

HTP-1, support pour sonde de températures



NUMÉRO DE CAT.

BS-010309-FK HTP-1, support pour sonde de températures

ACCESSOIRES



MMS-3000

BS-010305-AAF

Agitateur magnétique haute vitesse

Les **MMS-3000** sont des agitateurs magnétiques compacts équipés d'une surface de travail en acier inoxydable. Les unités permettent d'agiter des liquides jusqu'à 3000 tours (vitesse de rotation de l'élément magnétique). ...

[Lire la suite](#)



MSH-300

BS-010302-OAA

Agitateur magnétique avec plaque chauffante

MSH-300 est un agitateur magnétique de nouvelle génération. Les parois des agitateurs sont en métal à revêtement d'émail par poudrage, le rendant chimiquement résistant aux acides et produits alcalins. Les ...

[Lire la suite](#)



Intelli-Stirrer MSH-300i

BS-010309-AAA

Agitateur magnétique avec plaque chauffante

L'agitateur **Intelli-Stirrer MSH-300** est un agitateur magnétique de nouvelle génération. Les parois des agitateurs sont en métal peint avec de l'émail en poudre pour le rendre chimiquement résistant aux acides ...

[Lire la suite](#)