

MP-1

DESCRIPTION

Agitateur à palettes (70 x 70 mm)

CARACTÉRISTIQUES

Dimension	378 × (70 × 70) × 8 mm
Type	Agitateur à palettes



NUMÉRO DE CAT.

BS-010306-AK

MP-1



MM-1000

Without stirrer

Agitateurs à hélice avec mélangeur multiple

L'agitateur à tige avec multi-mixeur **MM-1000** permet d'agiter jusqu'à 20 litres de liquide. Mélangeur fiable et silencieux et fiable qui peut fournir un mélange stable et continue jusqu'à 7 jours ...

[Lire la suite](#)