

# MC-1

## DESCRIPTION

Agitateur à centrifuge (ø 60 mm)

## CARACTÉRISTIQUES

Dimension	358 × 60 (110) × 8 mm
Type	Agitateur à centrifuge



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010306-EK

MC-1



**MM-1000**

Without stirrer

Agitateurs à hélice avec mélangeur multiple

L'agitateur à tige avec multi-mixeur **MM-1000** permet d'agiter jusqu'à 20 litres de liquide. Mélangeur fiable et silencieux et fiable qui peut fournir un mélange stable et continue jusqu'à 7 jours ...

[Lire la suite](#)