

HB-330

DESCRIPTION

Barre de support supplémentaire pour UP-330



NUMÉRO DE CAT.

BS-010145-BK

Barre de support supplémentaire HB-330 pour
UP-330

ACCESSOIRES



UP-330
BS-010145-AK
plate-forme

La plate-forme amovible universelle peut accueillir des verreries de laboratoire de différentes formes.



PSU-20i
Without platform
Agitateur orbital multifonctions

L'agitateur est conçu pour les petits laboratoires spécialisés en biotechnologie comme les grands laboratoires multidisciplinaires : un choix de neuf (9) plates-formes interchangeables permet de réaliser différentes procédures et techniques. ...

[Lire la suite](#)