

# IPP-4, plate-forme

## DESCRIPTION

Platform IPP-4

## CARACTÉRISTIQUES

Zone de travail

266 x 170 mm

Volume du ballon

4 microtest plates



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010102-AK

Plate-forme IPP-4



PSU-2T  
Including IPP-2 platform  
Mini-agitateur pour immunologie

Le mini-agitateur PSU-2T assure un fonctionnement fiable et continu et un mouvement sans à-coup de la plate-forme à basse vitesse. Il bénéficie d'un mode « sans interruption » pour un ...

[Lire la suite](#)