

# R-24/10, rotor

## DESCRIPTION

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse au fond circulaire.

## CARACTÉRISTIQUES

Type de Rotor	Rotor libre
Dimensions (Ø × longueur)	16 × 105 mm
Capacité	24
Le volume de Tube	10–15 ml
Max. vitesse	4000 rpm
Max. RCF: LMC-4200R	2860 × g
Les fabricants de tubes	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.
Autoclavable	+



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010212-JK

Rotor R-24/10



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Centrifugeuse de laboratoire  
réfrigérée

La centrifugeuse de paillasse de laboratoire avec réfrigération **LMC-4200R** permet de contrôler la température du biomatériau pendant la centrifugation. Le contrôle de la température du « plateau froid » est ...

[Lire la suite](#)



**BN-13/75-24**  
BS-010221-RK  
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du rotor R-24/10, Ri-24/10 (24 pcs) - BN-13/75-24 pour tubes vacutainer de 2-5 ml



**BN-13/100-24**  
BS-010221-SK  
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du rotor R-24/10, Ri-24/10 (24 pcs) - BN-13/100-24 pour tubes vacutainer de 4-8 ml



**BN-16/100-24**  
BS-010221-TK  
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du rotor R-24/10, Ri-24/10 (24 pcs) - BN-16/100-24 pour tubes vacutainer de 8-10 ml



**RR-U**  
BS-010208-UK  
support de rotor

Support de rotor



**BN-16/90**  
BS-010208-SK

Jeu d'adaptateurs de rechange pour rotor R-12/10, R-24/10 (12 pièces).