


## Kit d'empilage pour 2 × ES-20/80 | ES-20/80C

### DESCRIPTION



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010167-OK

28/5000 Kit d'empilage pour 2 × ES-20/80 | ES-20/80C



ES-20/80  
Software included, without platform  
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur ES-20/80 destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80C  
Software included, without platform  
Agitateur-incubateur orbital avec refroidissement

L'agitateur-incubateur ES-20/80C destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)