


Kit d'empilage pour 3 × ES-20/80 | ES-20/80C

DESCRIPTION



NUMÉRO DE CAT.

BS-010167-PK

28/5000 Kit d'empilage pour 3 × ES-20/80 | ES-20/80C



ES-20/80

Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur ES-20/80 destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80C

Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital avec refroidissement

L'agitateur-incubateur ES-20/80C destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)