

## TR-30/13, porte-tubes

### DESCRIPTION

Porte-tubes à essai pour tubes de  $\varnothing 10$  à  $\varnothing 13$  mm, capacité 30 tubes. 155x90x112 mm

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité	30
Taille du tube	$\varnothing 10-13$ mm



### NUMÉRO DE CAT.

**BS-010406-1K**

Porte-tubes à essai pour tubes de  $\varnothing 10$  à  $\varnothing 13$  mm,  
capacité 30 tubes



**WB-4MS**

With base BP-1 and lid

Bains-marie thermostatés à agitation

Le bain thermostaté **WB-4MS** est prévu pour la recherche chimique, pharmaceutique, médicale et biologique en laboratoire.

Le **WB-4MS** est équipé d'un agitateur magnétique intégré (vitesse contrôlée de 250 à 1 ...

[Lire la suite](#)