

Tube allongé

DESCRIPTION

Tube allongé de 2 m de long, avec raccords et adaptateur MA-U



NUMÉRO DE CAT.

BS-040120-DK

Tube allongé de 2 m de long, avec raccords et adaptateur MA-U



FTA-2i
BS-040120-A02
Aspirateur avec fiole collectrice

L'aspirateur avec fiole collectrice **FTA-2i** est conçu pour l'aspiration ou l'extraction de quantités restantes d'alcool, de tampon et de liquide de cuves de réaction (par ex : durant la purification d'ADN/ARN ...

[Lire la suite](#)