

Kit de calibration, d18mm


DESCRIPTION

Etalons de turbidité McFarland, Ø18mm

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre

18 mm



NUMÉRO DE CAT.

70900

ø18mm

ACCESSOIRES



DEN-1
BS-050102-AAF
Densitomètre (détecteur de turbidité en suspension)

Les densitomètres sont conçus pour mesurer la turbidité de suspension cellulaire dans la plage unités McFarland 0,0–6,0 (0 – 180×10^7 cellules/ml).

Les densitomètres permettent de mesurer la turbidité d'une ...

[Lire la suite](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Densitomètre (détecteur de turbidité en suspension)

Les densitomètres sont conçus pour mesurer la turbidité de suspension cellulaire dans la plage unités de McFarland 0,0–6,0 (0 – 180×10^7 cellules/ml).

Les densitomètres permettent de mesurer la turbidité ...

[Lire la suite](#)