

# P-5, étagère pour pipettes

## DESCRIPTION

P-5, étagère pour pipettes


## CARACTÉRISTIQUES

Dimensions globales (L×D×H)

230 × 140 × 50 mm

Capacité

5



## NUMÉRO DE CAT.

BS-040104-CK

P-5

## ACCESSOIRES



### UVC/T-M-AR


With built in socket and inlet for power cords

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVC/T-M-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

C'est un modèle de type paillasse en ...

[Lire la suite](#)



### UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVT-B-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

C'est un modèle de type paillasse en ...

[Lire la suite](#)



### UVT-S-AR

BS-040107-AAA

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVT-S-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

Il s'agit un modèle de type paillasse ...

[Lire la suite](#)