

# BN-11/30

## DESCRIPTION

Jeu d'adaptateurs de rechange pour rotor R-6P (POM Kocetal) (6 pièces).

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau de support de tube	POM Kocetal
Le volume de Tube	50 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Max. température	150 °C
Les fabricants de tubes	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoclavable	+



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010208-ZK

BN-11/30

## ACCESSOIRES



### LMC-3000

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La LMC-3000 est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçu pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



### LMC-12

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La LMC-3000 est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçu pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



### LMC-4200R

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

La centrifugeuse de paillasse de laboratoire avec réfrigération LMC-4200R permet de contrôler la température du biomatériau pendant la centrifugation. Le contrôle de la température du « plateau froid » est ...

[Lire la suite](#)



### R-6P

BS-010208-XK  
rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en plastique (POM Kocetal).



### Ri-6P

BS-010221-IK  
rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en plastique (POM Kocetal).