

# RS2, rack pour installation CPS-20 / CTR-6

## DESCRIPTION

Rack pour installation CPS-20 / CTR-6



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010425-HK

RS2

## ACCESSOIRES



### S-Bt Smart Biotherm

Software included + RS6, rack  
with 3 shelves  
Incubateur à CO<sub>2</sub> compact

L'appareil S-Bt Smart Biotherm est conçu pour effectuer des travaux dans les domaines de la biologie cellulaire (opérations sur cultures cellulaires et tissus animaux), de la biologie moléculaire (analyse de ...

[Lire la suite](#)



### CPS-20

Without platform  
CO<sub>2</sub> agitateur

Le shaker CO<sub>2</sub> CPS-20 assure le mouvement orbital réglable de la plate-forme et est spécialement conçu pour l'incubateur CO<sub>2</sub>. Le shaker CPS-20 est conçu pour ...

[Lire la suite](#)



### CTR-6

BS-010174-A01  
CO<sub>2</sub> Agitateur rotatif

Agitateur rotatif à tubes CO<sub>2</sub> CTR-6 permet de réguler le balancement et le roulement d'un maximum de 6 rouleaux et est conçu pour une utilisation spécifique dans les incubateurs à ...

[Lire la suite](#)